

Referenční meze infekční serologie

Materiál	Onemocnění	Marker	Pohlaví	Hodnota	Jednotky	Hodnocení PL	Hodnocení LIS	Dostupnost vyšetření	Zdroj referenčních mezí	
S,P	HAV	IgM	M, Ž	< 0,80	S/CO	nereaktivní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
0,80 – 2,00				S/CO	reaktivní v šedé zóně	hraniční	R	NRL pro virové hepatitidy		
> 2,00				S/CO	reaktivní	pozitivní	R	NRL pro virové hepatitidy		
S,P		IgG	M, Ž	< 1,00	S/CO	nereaktivní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				≥ 1,00	S/CO	reaktivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
S,P	HBV	HBsAg	M, Ž	< 1,00	S/CO	nereaktivní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				≥ 1,00	S/CO	reaktivní	reaktivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
S,P		antiHBs	M, Ž	< 10,00	mlU/ml	nereaktivní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				≥ 10,00	mlU/ml	reaktivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
S,P		anti HBc IgM	M, Ž	< 1,00	S/CO	nereaktivní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				≥ 1,00	S/CO	reaktivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
S,P		anti HBc total	M, Ž	< 1,00	S/CO	nereaktivní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				≥ 1,00	S/CO	reaktivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
S,P		HBeAg	M, Ž	< 1,00	S/CO	nereaktivní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				≥ 1,00	S/CO	reaktivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
S,P		anti HBe	M, Ž	> 1,00	S/CO	nereaktivní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				≤ 1,00	S/CO	reaktivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
S,P	HCV	anti HCV total	M, Ž	< 1,00	S/CO	nereaktivní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				≥ 1,00	S/CO	reaktivní	reaktivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
S,P	HIV1/2		M, Ž	< 1,00	S/CO	nereaktivní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				≥ 1,00	S/CO	reaktivní	reaktivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
S,P	Syfilis TP		M, Ž	< 1,00	S/CO	nereaktivní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				≥ 1,00	S/CO	reaktivní	reaktivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
S,P	CMV	IgM	M, Ž	< 18,0	AU/ml	negativní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				18,0 – 22,0	AU/ml	nejasné	hraniční	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				≥ 22,0	AU/ml	pozitivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
		IgG	M, Ž	< 12,0	AU/ml	negativní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				12,0 – 14,0	AU/ml	nejasné	hraniční	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				≥ 14,0	AU/ml	pozitivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
S,P	EBV	IgM	M, Ž	< 20,0	AU/ml	negativní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				20,0 – 40,0	AU/ml	nejasné	hraniční	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				≥ 40,0	AU/ml	pozitivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
			IgG VCA	M, Ž	< 20,0	AU/ml	negativní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy
		> 20,0			AU/ml	pozitivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
		IgG EA	M, Ž	< 10,0	AU/ml	negativní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy	
				10,0 – 40,0	AU/ml	nejasné	hraniční	R	Příbalový leták reagenční soupravy	

				≥ 40,0	AU/ml	pozitivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy
		IgG EBNA	M, Ž	< 5,0	AU/ml	negativní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy
				5,0 – 20,0	AU/ml	nejasně	hraniční	R	Příbalový leták reagenční soupravy
				≥ 20,0	AU/ml	pozitivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy
S,P	Borelióza	IgM	M, Ž	< 18,0	AU/ml	negativní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy
				18,0 – 22,0	AU/ml	nejasně	hraniční	R	Příbalový leták reagenční soupravy
				≥ 22,0	AU/ml	pozitivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy
CSF		IgM	M, Ž	< 2,5	AU/ml	negativní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy
				2,5 – 3,5	AU/ml	nejasně	hraniční	R	Příbalový leták reagenční soupravy
				≥ 3,5	AU/ml	pozitivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy
S,P		IgG	M, Ž	> 10,0	AU/ml	negativní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy
				10,0 – 15,0	AU/ml	nejasně	hraniční	R	Příbalový leták reagenční soupravy
				≥ 15,0	AU/ml	pozitivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy
CSF		IgG	M, Ž	< 4,5	AU/ml	negativní	negativní	R	Příbalový leták reagenční soupravy
				4,5 – 5,5	AU/ml	nejasně	hraniční	R	Příbalový leták reagenční soupravy
				≥ 5,5	AU/ml	pozitivní	pozitivní	R	Příbalový leták reagenční soupravy

Zkratky:

P – Plazma

S – Serum

CSF - likvor

PL - příbalový leták

LIS - laboratorní informační systém