

Informace pro lékaře

Nová metoda – vyšetření celkového IgE

Vážená paní doktoro, vážený pane doktore,
od 16. 6. 2023 je v laboratoři PKIA KN, a.s. zavedena metoda vyšetření **celkového IgE**.

Obecné informace:

Odběr vzorků: sérum (zkumavka se separačním gelem), vzorky uchovávat při teplotě +2 až +8 °C

Referenční meze: 1-12 měsíců: < 15 IU/mL

1-5 let: < 60 IU/mL

6-9 let: < 90 IU/mL

10-15 let: < 200 IU/mL

Dospělí: < 100 IU/mL

Metoda a frekvence vyšetření: imunoturbidimetrie, denně

Indikace vyšetření: Rutinní měření IgE jsou užitečná pro stanovení diagnózy, stanovení léčby atopických onemocnění (např.: atop. astmatu, rinitidy, dermatitidy aj.); infekčních onemocnění způsobených parazity, či myelomů produkujících IgE.

Zdroj textu: příbalový leták reagentie, Abbott Laboratories

Doufáme, že tyto informace prospějí k zlepšení péče o Vaše pacienty a těšíme se na další spolupráci.

Za kolektiv PKIA a OKL

MUDr. Jana Hanzlíková
Vedoucí lékařka pracoviště klinické
imunologie a alergologie OKL

prim. MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
primář Oddělení klinických laboratoří
Klatovské nemocnice a.s.