

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s.

PKBH - hematologie

Název metody	Materiál	Dostupnost	Stabilita po odběru (hod)		
			20 - 25 °C	4 - 8 °C	- 20 °C
ANTITROMBIN III	Pc	St,R	8	48	1 měsíc
ANTI-FAKTOR Xa	Pc	St,R	2	24	
APTT tromboplastinový čas	Pc	St,R	8	8	3 týdny
D-DIMERY	Pc	St,R	8	24	2 měsíce
DIFERENCIÁL mikroskopicky	krevní nátěr	R	3		
FAKTOR VIII	Pc	R	2	4	1 měsíc
FIBRINOGEN	Pc	St,R	8	1 týden	2 týdny
KRVÁČIVOST	Pc	R			
KREVNÍ OBRAZ + DIFERENCIÁL	B	St,R	5	24	
PROTEIN C	Pc	R	4	48	1 měsíc
PROTEIN S	Pc	R	8	48	1 měsíc
PROTROMBINOVÝ TEST (PT)	Pc	St,R	8	24	3 týdny
RETIKULOCYTY	B	St,R	5		
SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ 1 hod	B	R	3	6	nemrazit
SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ 2 hod	B	R	3	6	nemrazit
TROMBINOVÝ ČAS	Pc	St,R	4	8	

Zkratky pro biologický materiál

- Pc plazma citrát sodný
- B plná krev (blood)

Zkratky pro dostupnost

- St statimová vyšetření
- R rutinní vyšetření

Pozn. Zdroj stabilit po odběru: Kopáč J. Lékařská laboratorní diagnostika, 2004