

Referenční meze hematologie

	Materiál	Parametr	Pohlaví	Věk	Referenční meze		Jednotky	Dostupnost vyšetření	Zdroj referenčních mezí
					DRM	HRM			
Sedimentace	Citrát 1:10	Sedimentace/1hod	M	0 - 50R	2	5	mm/hod	R	Pecka, M., Přehled laboratorní hematologie IV.,2000, 45
		Sedimentace/1hod	M	50R - 110R	3	9	mm/hod	R	Pecka, M., Přehled laboratorní hematologie IV.,2000, 45
		Sedimentace/1hod	Ž	0 - 50R	3	8	mm/hod	R	Pecka, M., Přehled laboratorní hematologie IV.,2000, 45
		Sedimentace/1hod	Ž	50R - 110R	7	12	mm/hod	R	Pecka, M., Přehled laboratorní hematologie IV.,2000, 45
		Sedimentace/2hod	M	0 - 50R	6	10	mm/2hod	R	Pecka, M., Přehled laboratorní hematologie IV.,2000, 45
		Sedimentace/2hod	M	50R - 110R	6	20	mm/2hod	R	Pecka, M., Přehled laboratorní hematologie IV.,2000, 45
		Sedimentace/2hod	Ž	0 - 50R	9	15	mm/2hod	R	Pecka, M., Přehled laboratorní hematologie IV.,2000, 45
		Sedimentace/2hod	Ž	50R - 110R	14	28	mm/2hod	R	Pecka, M., Přehled laboratorní hematologie IV.,2000, 45
Krevní obraz	K3 EDTA	Leukocyty	M, Ž	0 - 1D	9,00	38,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
		Leukocyty	M, Ž	2D - 7D	5,00	21,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
		Leukocyty	M, Ž	8D - 14D	5,00	20,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
		Leukocyty	M, Ž	15D - 30D	5,00	19,5	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
		Leukocyty	M, Ž	31D - 6M	5,00	19,5	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
		Leukocyty	M, Ž	187D - 1R	6,00	17,5	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
		Leukocyty	M, Ž	366D - 2R	6,00	17,5	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
		Leukocyty	M, Ž	731D - 4R	5,50	17,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
		Leukocyty	M, Ž	1461D - 6R	5,00	15,5	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
		Leukocyty	M, Ž	313T - 8R	4,50	14,5	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
		Leukocyty	M, Ž	2921D - 10R	4,50	13,5	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
		Leukocyty	M, Ž	3651D - 15R	4,50	13,5	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
		Leukocyty	M, Ž	5476D - 110R	4,00	10,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
		Erytrocyty	M, Ž	1D - 3D	4	6,6	10 ¹² /l	S, R	Doporučení ČHS
		Erytrocyty	M, Ž	4D - 7D	3,9	6,3	10 ¹² /l	S, R	Doporučení ČHS
		Erytrocyty	M, Ž	8D - 30D	3,6	6,2	10 ¹² /l	S, R	Doporučení ČHS
		Erytrocyty	M, Ž	31D - 60D	3	5	10 ¹² /l	S, R	Doporučení ČHS
		Erytrocyty	M, Ž	61D - 180D	2,7	4,9	10 ¹² /l	S, R	Doporučení ČHS
		Erytrocyty	M, Ž	181D - 6M	3,1	4,5	10 ¹² /l	S, R	Doporučení ČHS
		Erytrocyty	M, Ž	181D - 2R	3,7	5,3	10 ¹² /l	S, R	Doporučení ČHS
		Erytrocyty	M, Ž	731D - 6R	3,9	5,3	10 ¹² /l	S, R	Doporučení ČHS
		Erytrocyty	M, Ž	313T - 12R	4	5,2	10 ¹² /l	S, R	Doporučení ČHS
		Erytrocyty	Ž	4381D - 15R	4,1	5,1	10 ¹² /l	S, R	Doporučení ČHS
		Erytrocyty	Ž	5476D - 110R	3,80	5,20	10 ¹² /l	S, R	Doporučení ČHS
		Erytrocyty	M	4381D - 15R	4,50	5,30	10 ¹² /l	S, R	Doporučení ČHS
		Erytrocyty	M	5476D - 110R	4,00	5,80	10 ¹² /l	S, R	Doporučení ČHS
		Hemoglobin	M, Ž	1D - 3D	145	225	g/l	S, R	Doporučení ČHS
		Hemoglobin	M, Ž	4D - 7D	135	215	g/l	S, R	Doporučení ČHS
		Hemoglobin	M, Ž	8D - 30D	125	205	g/l	S, R	Doporučení ČHS
		Hemoglobin	M, Ž	31D - 60D	100	180	g/l	S, R	Doporučení ČHS
		Hemoglobin	M, Ž	61D - 180D	95	135	g/l	S, R	Doporučení ČHS
		Hemoglobin	M, Ž	181D - 6M	95	135	g/l	S, R	Doporučení ČHS
		Hemoglobin	M, Ž	181D - 2R	105	135	g/l	S, R	Doporučení ČHS
		Hemoglobin	M, Ž	731D - 6R	115	135	g/l	S, R	Doporučení ČHS
		Hemoglobin	M, Ž	313T - 12R	115	155	g/l	S, R	Doporučení ČHS
		Hemoglobin	Ž	4381D - 15R	120	160	g/l	S, R	Doporučení ČHS
		Hemoglobin	Ž	5476D - 110R	120	160	g/l	S, R	Doporučení ČHS
		Hemoglobin	M	4381D - 15R	130	160	g/l	S, R	Doporučení ČHS
		Hemoglobin	M	5476D - 110R	135	175	g/l	S, R	Doporučení ČHS

Hematokrit	M, Ž	1D - 3D	0,45	0,67	j.	S, R	Doporučení ČHS
Hematokrit	M, Ž	4D - 7D	0,42	0,66	j.	S, R	Doporučení ČHS
Hematokrit	M, Ž	8D - 30D	0,39	0,63	j.	S, R	Doporučení ČHS
Hematokrit	M, Ž	31D - 60D	0,31	0,55	j.	S, R	Doporučení ČHS
Hematokrit	M, Ž	61D - 180D	0,28	0,42	j.	S, R	Doporučení ČHS
Hematokrit	M, Ž	181D - 6M	0,29	0,41	j.	S, R	Doporučení ČHS
Hematokrit	M, Ž	181D - 2R	0,33	0,39	j.	S, R	Doporučení ČHS
Hematokrit	M, Ž	731D - 6R	0,34	0,40	j.	S, R	Doporučení ČHS
Hematokrit	M, Ž	313T - 12R	0,35	0,45	j.	S, R	Doporučení ČHS
Hematokrit	Ž	4381D - 15R	0,36	0,46	j.	S, R	Doporučení ČHS
Hematokrit	Ž	5476D - 110R	0,35	0,47	j.	S, R	Doporučení ČHS
Hematokrit	M	4381D - 15R	0,37	0,49	j.	S, R	Doporučení ČHS
Hematokrit	M	5476D - 110R	0,40	0,50	j.	S, R	Doporučení ČHS
Střední objem Ery (MCV)	M, Ž	1D - 3D	95,0	121,0	fl	S, R	Doporučení ČHS
Střední objem Ery (MCV)	M, Ž	4D - 7D	88,0	126,0	fl	S, R	Doporučení ČHS
Střední objem Ery (MCV)	M, Ž	8D - 30D	86,0	124,0	fl	S, R	Doporučení ČHS
Střední objem Ery (MCV)	M, Ž	31D - 60D	85,0	123,0	fl	S, R	Doporučení ČHS
Střední objem Ery (MCV)	M, Ž	61D - 180D	77,0	115,0	fl	S, R	Doporučení ČHS
Střední objem Ery (MCV)	M, Ž	181D - 6M	74,0	108,0	fl	S, R	Doporučení ČHS
Střední objem Ery (MCV)	M, Ž	181D - 2R	70,0	86,0	fl	S, R	Doporučení ČHS
Střední objem Ery (MCV)	M, Ž	731D - 6R	75,0	87,0	fl	S, R	Doporučení ČHS
Střední objem Ery (MCV)	M, Ž	313T - 12R	77,0	95,0	fl	S, R	Doporučení ČHS
Střední objem Ery (MCV)	Ž	4381D - 15R	78,0	102,0	fl	S, R	Doporučení ČHS
Střední objem Ery (MCV)	Ž	5476D - 110R	82,0	98,0	fl	S, R	Doporučení ČHS
Střední objem Ery (MCV)	M	4381D - 15R	78,0	98,0	fl	S, R	Doporučení ČHS
Střední objem Ery (MCV)	M	5476D - 110R	82,0	98,0	fl	S, R	Doporučení ČHS
Hemoglobin v Ery (MCH)	M, Ž	1D - 3D	31,0	37,0	pg	S, R	Doporučení ČHS
Hemoglobin v Ery (MCH)	M, Ž	4D - 7D	28,0	40,0	pg	S, R	Doporučení ČHS
Hemoglobin v Ery (MCH)	M, Ž	8D - 30D	28,0	40,0	pg	S, R	Doporučení ČHS
Hemoglobin v Ery (MCH)	M, Ž	31D - 60D	28,0	40,0	pg	S, R	Doporučení ČHS
Hemoglobin v Ery (MCH)	M, Ž	61D - 180D	26,0	34,0	pg	S, R	Doporučení ČHS
Hemoglobin v Ery (MCH)	M, Ž	181D - 6M	25,0	35,0	pg	S, R	Doporučení ČHS
Hemoglobin v Ery (MCH)	M, Ž	181D - 2R	23,0	31,0	pg	S, R	Doporučení ČHS
Hemoglobin v Ery (MCH)	M, Ž	731D - 6R	24,0	30,0	pg	S, R	Doporučení ČHS
Hemoglobin v Ery (MCH)	M, Ž	313T - 12R	25,0	33,0	pg	S, R	Doporučení ČHS
Hemoglobin v Ery (MCH)	M, Ž	4381D - 15R	25,0	35,0	pg	S, R	Doporučení ČHS
Hemoglobin v Ery (MCH)	M, Ž	5476D - 110R	28,0	34,0	pg	S, R	Doporučení ČHS
Střední koncentrace hemoglobinu v ery (MCHC)	M, Ž	1D - 3D	290,0	370,0	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Střední koncentrace hemoglobinu v ery (MCHC)	M, Ž	4D - 7D	280,0	380,0	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Střední koncentrace hemoglobinu v ery (MCHC)	M, Ž	8D - 30D	280,0	380,0	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Střední koncentrace hemoglobinu v ery (MCHC)	M, Ž	31D - 60D	290,0	370,0	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Střední koncentrace hemoglobinu v ery (MCHC)	M, Ž	61D - 180D	290,0	370,0	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Střední koncentrace hemoglobinu v ery (MCHC)	M, Ž	181D - 6M	300,0	360,0	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Střední koncentrace hemoglobinu v ery (MCHC)	M, Ž	181D - 2R	300,0	360,0	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Střední koncentrace hemoglobinu v ery (MCHC)	M, Ž	731D - 6R	310,0	370,0	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Střední koncentrace hemoglobinu v ery (MCHC)	M, Ž	313T - 12R	310,0	370,0	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Střední koncentrace hemoglobinu v ery (MCHC)	M, Ž	4381D - 15R	310,0	370,0	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Střední koncentrace hemoglobinu v ery (MCHC)	M, Ž	5476D - 110R	320,0	360,0	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Distribuce objemu Ery (RDW)	M, Ž	0 - 15R	11,5	14,5	%	S, R	Doporučení ČHS
Distribuce objemu Ery (RDW)	M, Ž	15R - 110R	10,0	15,2	%	S, R	Doporučení ČHS
Trombocyty	M, Ž	0 - 15R	150	450	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Trombocyty	M, Ž	15R - 110R	150	400	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS

Kr	Střední objem trombocytu (MPV)	M, Ž	0 – 110R	7,80	11	fl	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – relat.počet	M, Ž	1D - 3D	34,7	54,0	promile	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – relat.počet	M, Ž	4D - 7D	10,6	23,7	promile	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – relat.počet	M, Ž	8D – 30D	10,6	23,7	promile	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – relat.počet	M, Ž	31D – 60D	21,2	34,7	promile	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – relat.počet	M, Ž	61D – 180D	15,5	27,0	promile	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – relat.počet	M, Ž	181D – 6M	15,5	27,0	promile	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – relat.počet	M, Ž	181D - 2R	9,9	18,2	promile	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – relat.počet	M, Ž	731D – 6R	8,2	14,5	promile	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – relat.počet	M, Ž	313T – 12R	9,8	19,4	promile	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – relat.počet	M, Ž	4381D – 15R	9,0	14,9	promile	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – relat.počet	M, Ž	5476D – 110R	5,0	25,0	promile	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – abs.počet	M, Ž	1D - 3D	148	216,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – abs.počet	M, Ž	4D - 7D	51,0	110,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – abs.počet	M, Ž	8D – 30D	51,0	110,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – abs.počet	M, Ž	31D – 60D	52,0	78,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – abs.počet	M, Ž	61D – 180D	48,0	88,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – abs.počet	M, Ž	181D – 6M	48,0	88,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – abs.počet	M, Ž	181D - 2R	44,0	111,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – abs.počet	M, Ž	731D – 6R	36,0	68,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – abs.počet	M, Ž	313T – 12R	42,0	70,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – abs.počet	M, Ž	4381D – 15R	42,0	65,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
	Retikulocyty – abs.počet	M, Ž	5476D – 110R	25,00	100,0	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
	A	Neutrofilní segmenty – relat.počet	M, Ž	0 - 1D	0,51	0,78	1	S, R	Doporučení ČHS
		Neutrofilní segmenty – relat.počet	M, Ž	2D - 7D	0,35	0,55	1	S, R	Doporučení ČHS
Neutrofilní segmenty – relat.počet		M, Ž	8D – 14D	0,30	0,50	1	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – relat.počet		M, Ž	15D – 30D	0,25	0,45	1	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – relat.počet		M, Ž	31D – 6M	0,22	0,45	1	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – relat.počet		M, Ž	187D – 1R	0,21	0,42	1	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – relat.počet		M, Ž	366D – 2R	0,21	0,43	1	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – relat.počet		M, Ž	731D – 4R	0,23	0,52	1	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – relat.počet		M, Ž	1461D – 6R	0,32	0,61	1	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – relat.počet		M, Ž	313T – 8R	0,41	0,63	1	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – relat.počet		M, Ž	2921D – 10R	0,43	0,64	1	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – relat.počet		M, Ž	3651D – 15R	0,44	0,67	1	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – relat.počet		M, Ž	5476D – 110R	0,45	0,70	1	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – abs.počet		M, Ž	0 - 1D	4,60	24,00	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – abs.počet		M, Ž	2D - 7D	1,80	11,00	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – abs.počet		M, Ž	8D – 14D	1,50	10,00	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – abs.počet		M, Ž	15D – 30D	1,30	8,00	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – abs.počet		M, Ž	31D – 6M	1,10	8,80	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – abs.počet		M, Ž	187D – 1R	1,30	7,40	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – abs.počet		M, Ž	366D – 2R	1,30	7,50	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – abs.počet		M, Ž	731D – 4R	1,30	8,80	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – abs.počet		M, Ž	1461D – 6R	1,60	9,50	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – abs.počet		M, Ž	313T – 8R	1,90	9,10	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – abs.počet		M, Ž	2921D – 10R	1,90	8,60	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – abs.počet		M, Ž	3651D – 15R	2,00	9,10	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
Neutrofilní segmenty – abs.počet		M, Ž	5476D – 110R	2,00	7,00	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
Lymfocyty – relat.počet		M, Ž	0 - 1D	0,21	0,41	1	S, R	Doporučení ČHS	
Lymfocyty – relat.počet		M, Ž	2D - 7D	0,31	0,51	1	S, R	Doporučení ČHS	
Lymfocyty – relat.počet		M, Ž	8D – 14D	0,38	0,58	1	S, R	Doporučení ČHS	

K3 EDTA	Lymfocyty – relat.pocet	M, Ž	15D – 30D	0,46	0,66	1	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – relat.pocet	M, Ž	31D – 6M	0,46	0,71	1	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – relat.pocet	M, Ž	187D – 1R	0,51	0,71	1	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – relat.pocet	M, Ž	366D – 2R	0,49	0,71	1	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – relat.pocet	M, Ž	731D – 4R	0,40	0,69	1	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – relat.pocet	M, Ž	1461D – 6R	0,32	0,60	1	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – relat.pocet	M, Ž	313T – 8R	0,29	0,52	1	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – relat.pocet	M, Ž	2921D – 10R	0,28	0,49	1	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – relat.pocet	M, Ž	3651D – 15R	0,25	0,48	1	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – relat.pocet	M, Ž	5476D – 110R	0,20	0,45	1	S, R	Doporučení ČHS
K3 EDTA	Lymfocyty – abs.pocet	M, Ž	0 - 1D	1,90	13,90	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – abs.pocet	M, Ž	2D - 7D	1,60	10,70	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – abs.pocet	M, Ž	8D – 14D	1,90	11,60	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – abs.pocet	M, Ž	15D – 30D	2,30	12,90	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – abs.pocet	M, Ž	31D – 6M	2,30	13,80	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – abs.pocet	M, Ž	187D – 1R	3,10	12,40	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – abs.pocet	M, Ž	366D – 2R	2,90	12,40	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – abs.pocet	M, Ž	731D – 4R	2,20	11,70	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – abs.pocet	M, Ž	1461D – 6R	1,60	9,30	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – abs.pocet	M, Ž	313T – 8R	1,30	7,50	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
K3 EDTA	Lymfocyty – abs.pocet	M, Ž	2921D – 10R	1,30	6,60	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – abs.pocet	M, Ž	3651D – 15R	1,10	6,50	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Lymfocyty – abs.pocet	M, Ž	5476D – 110R	0,80	4,00	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – relat.pocet	M, Ž	0 – 1D	0,01	0,10	1	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – relat.pocet	M, Ž	2D – 14D	0,03	0,15	1	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – relat.pocet	M, Ž	15D – 6M	0,01	0,16	1	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – relat.pocet	M, Ž	187D – 6R	0,01	0,09	1	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – relat.pocet	M, Ž	313T – 8R	0,00	0,09	1	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – relat.pocet	M, Ž	2921D – 10R	0,00	0,08	1	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – relat.pocet	M, Ž	3651D – 15R	0,00	0,09	1	S, R	Doporučení ČHS
K3 EDTA	Monocyty – relat.pocet	M, Ž	5476D – 110R	0,02	0,12	1	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – abs.pocet	M, Ž	0 - 1D	0,10	3,40	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – abs.pocet	M, Ž	2D - 7D	0,20	3,20	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – abs.pocet	M, Ž	8D – 14D	0,20	3,00	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – abs.pocet	M, Ž	15D – 30D	0,50	2,50	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – abs.pocet	M, Ž	31D – 6M	0,10	2,50	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – abs.pocet	M, Ž	187D – 2R	0,10	1,60	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – abs.pocet	M, Ž	731D – 4R	0,60	1,50	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – abs.pocet	M, Ž	1461D – 6R	0,50	1,40	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – abs.pocet	M, Ž	313T – 8R	0,00	1,30	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
K3 EDTA	Monocyty – abs.pocet	M, Ž	2921D – 10R	0,00	1,10	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – abs.pocet	M, Ž	3651D – 15R	0,00	1,20	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Monocyty – abs.pocet	M, Ž	5476D – 110R	0,08	1,20	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
	Eozinofily – relat.pocet	M, Ž	0 – 1D	0,00	0,04	1	S, R	Doporučení ČHS
	Eozinofily – relat.pocet	M, Ž	2D – 7D	0,00	0,08	1	S, R	Doporučení ČHS
	Eozinofily – relat.pocet	M, Ž	8D – 8R	0,00	0,07	1	S, R	Doporučení ČHS
	Eozinofily – relat.pocet	M, Ž	2921D – 10R	0,00	0,04	1	S, R	Doporučení ČHS
	Eozinofily – relat.pocet	M, Ž	3651D – 15R	0,00	0,07	1	S, R	Doporučení ČHS
	Eozinofily – relat.pocet	M, Ž	5476D – 110R	0,00	0,05	1	S, R	Doporučení ČHS
	Eozinofily – abs.pocet	M, Ž	0 – 1D	0,00	1,50	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Eozinofily – abs.pocet	M, Ž	2D – 7D	0,00	1,70	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	
Eozinofily – abs.pocet	M, Ž	8D – 6M	0,00	1,40	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS	

Diferenciální rozpočet leukocytů

K3 EDTA

Eozinofily – abs.počet	M, Ž	187D – 2R	0,00	1,20	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Eozinofily – abs.počet	M, Ž	731D – 4R	0,00	0,50	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Eozinofily – abs.počet	M, Ž	1461D – 6R	0,00	1,10	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Eozinofily – abs.počet	M, Ž	313R – 8R	0,00	1,00	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Eozinofily – abs.počet	M, Ž	2921D – 10R	0,00	0,50	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Eozinofily – abs.počet	M, Ž	3651D – 15R	0,00	1,00	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Eozinofily – abs.počet	M, Ž	5476D – 110R	0,00	0,50	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Bazofily – relat.počet	M, Ž	0 – 110R	0,00	0,02	1	S, R	Doporučení ČHS
Bazofily – abs.počet	M, Ž	0 – 1D	0,00	0,80	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Bazofily – abs.počet	M, Ž	2D – 6M	0,00	0,40	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Bazofily – abs.počet	M, Ž	187D – 2R	0,00	1,20	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Bazofily – abs.počet	M, Ž	731D – 15R	0,00	0,30	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Bazofily – abs.počet	M, Ž	5476D – 110R	0,00	0,20	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Neutrofilní tyče – relat.počet	M, Ž	0 – 110R	0,00	0,04	1	S, R	Doporučení ČHS
Neutrofilní tyče – abs.počet	M, Ž	0 – 1D	0,00	1,50	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Neutrofilní tyče – abs.počet	M, Ž	2D – 6M	0,00	0,80	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Neutrofilní tyče – abs.počet	M, Ž	187D – 4R	0,00	0,70	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Neutrofilní tyče – abs.počet	M, Ž	1461D – 8R	0,00	0,60	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Neutrofilní tyče – abs.počet	M, Ž	2921D – 10R	0,00	0,50	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Neutrofilní tyče – abs.počet	M, Ž	5476D – 110R	0,00	0,40	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Reaktivní lymfocyty	M, Ž	0 - 110R	0	0	1	S, R	Pecka, M., Přehled laboratorní hematologie II., 1996, 56
Metamyelocyt	M, Ž	0 - 110R	0	0	1	S, R	Pecka, M., Laboratorní hematologie v přehledu, 2002, 132 - 135
Promyelocyt	M, Ž	0 - 110R	0	0	1	S, R	Pecka, M., Laboratorní hematologie v přehledu, 2002, 132 - 135
Myelocyt	M, Ž	0 - 110R	0	0	1	S, R	Pecka, M., Laboratorní hematologie v přehledu, 2002, 132 - 135
Myeloblast	M, Ž	0 - 110R	0	0	1	S, R	Pecka, M., Laboratorní hematologie v přehledu, 2002, 132 - 135
Erytroblasty – relat.počet	M, Ž	0 – 3D	0	0,083	1	S, R	Doporučení ČHS
Erytroblasty – relat.počet	M, Ž	4D – 110R	0	0	1	S, R	Doporučení ČHS
Erytroblasty – abs.počet	M, Ž	0 – 3D	0	1,3	10 ⁹ /l	S, R	Doporučení ČHS
Erytroblasty – abs.počet	M, Ž	4D – 110R	0	0	10 ⁹ /l	S, R	Pecka, M., Laboratorní hematologie v přehledu, 2002, 98
ALP v neutrofilech	M, Ž	0 - 110R	70	180	1	R	Pecka, M., Přehled laboratorní hematologie IV., 2000, 30
Protrombinový test PT R	M, Ž	0 – 4T	0,8	1,5	R	S, R	Doporučení ČHS
Protrombinový test PT R	M, Ž	29D – 180D	0,8	1,4	R	S, R	Doporučení ČHS
Protrombinový test PT R	M, Ž	181D – 110R	0,8	1,2	R	S, R	Doporučení ČHS
Protrombinový test PT INR antikoagul.léčba	M, Ž	0 - 110R	2,0	4,0	R	S, R	Doporučení ČHS
APTT	M, Ž	0 - 110R	22,64	33,96	s	S, R	Doporučení ČHS
APTT - léčba heparinem	M, Ž	0 - 110R	42,45	70,75	s	S, R	Chlumský, J.a spol.Antikoagulační léčba, Grada, 2005
APTT R	M, Ž	0 – 28D	0,8	1,5	R	S, R	Doporučení ČHS
APTT R	M, Ž	29D – 1R	0,8	1,3	R	S, R	Doporučení ČHS
APTT R	M, Ž	1R – 11R	0,8	1,2	R	S, R	Doporučení ČHS
APTT R	M, Ž	11R-16R	0,8	1,3	R	S, R	Doporučení ČHS
APTT R	M, Ž	16R – 110R	0,8	1,2	R	S, R	Doporučení ČHS
APTT R léčba heparinem	M, Ž	0 - 110R	1,5	2,5	R	S, R	Doporučení ČHS
Trombinový čas	M, Ž	0 - 110R	14	23	s	S, R	Doporučení ČHS
Fibrinogen	M, Ž	0 – 1R	1,5	3,4	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Fibrinogen	M, Ž	1R – 6R	1,7	4	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Fibrinogen	M, Ž	6R – 11R	1,55	4	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Fibrinogen	M, Ž	11R – 16R	1,55	4,5	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Fibrinogen	M, Ž	16R – 18R	1,6	4,2	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Fibrinogen	M, Ž	18R – 110R	1,8	4,2	g/l	S, R	Doporučení ČHS
Antitrombin III	M, Ž	0 – 28D	40	90	%	S, R	Doporučení ČHS
Antitrombin III	M, Ž	29D – 6R	80	140	%	S, R	Doporučení ČHS
Antitrombin III	M, Ž	6R – 11R	90	130	%	S, R	Doporučení ČHS

Koagulace	Citrát 1:5	Antitrombin III	M, Ž	11R – 16R	75	135	%	S, R	Doporučení ČHS
		Antitrombin III	M, Ž	16R – 110R	80	120	%	S, R	Doporučení ČHS
		D-Dimery	M, Ž	0 -110R	0	0,5	mg/l FEU	S, R	Doporučení ČHS
		APC rezistence	M, Ž	0 -110R	2,00	4,71	R	R	Siemens, Aplikační list pro APC rez.tin FS, Ref.návod 3.02
		Faktor VIII	M, Ž	0 – 28D	60	125	%	R	Doporučení ČHS
		Faktor VIII	M, Ž	29D – 1R	55	100	%	R	Doporučení ČHS
		Faktor VIII	M, Ž	1R – 6R	75	150	%	R	Doporučení ČHS
		Faktor VIII	M, Ž	6R -110R	50	150	%	R	Doporučení ČHS
		Krvácivost (Duke)	M, Ž	0 -110R	120	300	s	R	Doporučení ČHS
		Protein C	M, Ž	0 – 28D	30	55	%	R	Doporučení ČHS
		Protein C	M, Ž	29D – 1R	30	112	%	R	Doporučení ČHS
		Protein C	M, Ž	1R – 6R	65	125	%	R	Doporučení ČHS
		Protein C	M, Ž	6R – 11R	70	125	%	R	Doporučení ČHS
		Protein C	M, Ž	11R – 16R	65	120	%	R	Doporučení ČHS
		Protein C	M, Ž	16R – 110R	70	130	%	R	Doporučení ČHS
		Protein S	Ž	18R -110R	50	140	%	R	Doporučení ČHS
		Protein S	M	18R -110R	65	140	%	R	Doporučení ČHS
		Protein S	O	0 – 28D	35	65	%	R	Doporučení ČHS
		Protein S	O	29D – 180D	55	120	%	R	Doporučení ČHS
		Protein S	O	181D – 6R	55	120	%	R	Doporučení ČHS
		Protein S	O	6R – 11R	45	115	%	R	Doporučení ČHS
		Protein S	O	11R – 16R	50	110	%	R	Doporučení ČHS
		Protein S	O	16R – 18R	65	140	%	R	Doporučení ČHS
		anti-Xa aktivita (aplikace LMWH 1x denně)	M, Ž	0 -110R	1,0	2,0	U/ml	S, R	Chlumský, J.a spol.Antikoagulační léčba, Grada, 2005
		anti-Xa aktivita (aplikace LMWH 2x denně)	M, Ž	0 -110R	0,6	1,2	U/ml	S, R	Chlumský, J.a spol.Antikoagulační léčba, Grada, 2005
		anti-Xa aktivita profylaxe	M, Ž	0 -110R	0,2	0,4	U/ml	S, R	Chlumský, J.a spol.Antikoagulační léčba, Grada, 2005