

Informace o provozu Pracoviště klinické imunologie a alergologie Klatovské nemocnice pro externí pracoviště

Provoz laboratoře: pondělí–pátek, od 7:00-15:00

Telefon: 376 335 835 (965)

- **Humorální imunita, revmatický, diabetologický a GIT soubor, základní autoprotilátky, vaskulitidy a celiakie**

Metody: **ELISA, nepřímá imunofluorescence**

Materiál: **srážlivá krev**

Odběr do: **sérová zkumavka (s gelem)**

Transport: **chladničková teplota (4-8 °C)**

Příjem materiálu: **pondělí–pátek**

Prosíme o transport stočených vzorků, případně alikvotů.

- **Analýza buněčné imunity a HLA-B27**

Metoda: **průtoková cytometrie**

Materiál: **plná krev**

Odběr do: **K EDTA (2-4 ml)**

Transport: **při pokojové teplotě**

Příjem materiálu: **pondělí–čtvrtek** (v pátek a o víkendu odeslané vzorky nelze zpracovat z důvodu stability)

- **Fekální kalprotektin**

Metoda: odesíláme do ÚIA FN Plzeň

Materiál: **stolice**

Odběr do: **odběrových nádobek s lopatičkou**

Transport: **chladničková teplota (4-8 °C)**

Příjem materiálu: **pondělí–pátek**

Výsledky: Indikující lékaři obdrží poštou výsledkový list cca to týdne (dle frekvence vyšetřování metody)

Metody, které neprovádíme (na žádance označené *), jsou zpracovány ve smluvních a spádových laboratořích.